

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
«ОЧИЩАЮЩЕГО РАСТВОРА»**

**Назначение**

«Очищающий раствор» предназначен для очистки от белковых загрязнений апертурного отверстия измерительной ячейки гематологического анализатора.

«Очищающий раствор» предназначен только для применения in vitro.

**Характеристика раствора**

В состав «Очищающего раствора» входит 1,5% - ный раствор гипохлорита натрия.

«Очищающий раствор» расфасовывается в полиэтиленовые флаконы вместимостью 0,25 л.

«Очищающий раствор» поставляется готовым к применению.

**Меры предосторожности**

При работе с раствором необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и производственной санитарии в клинико-диагностической лаборатории.

**Условия хранения и эксплуатации  
реагента**

«Очищающий раствор» хранится при температуре (15 - 30) °С в темном месте в течение всего срока годности.

Срок годности - 4 месяца.

После вскрытия флакона реагент можно использовать в течение всего срока годности.

**Применение**

«Очищающий раствор» следует применять согласно инструкции к гематологическому анализатору.